

Ablauf eines Verbandwechsels bei sekundär heilenden Wunden

VORBEREITUNG DES VERBANDWECHSELS



1 Patient zur Vorgehensweise des Verbandwechsels informieren; Schmerzmedikation bedenken/ Wirkeintritt berücksichtigen



2 Arbeitsfläche desinfizieren (Einmalhandschuhe); ggf. sterile, flüssigkeitsundurchl. Abdeckung der Arbeitsfläche



3 Hygienische Händedesinfektion
Fordern Sie unser Übersichts-Poster Hygienische Händedesinfektion an gemäss EN 1500



4 Vorbereiten der notwendigen Materialien auf einer sauberen Unterlage



5 Patient in schmerzfreie Liege-/ Sitzposition bringen; die Wunde muss gut zugänglich sein; für gute Beleuchtung sorgen



6 Langes Haar zurückbinden; kurzärmelige Kleidung und Mund-Nasen-Schutz tragen



7 Anlegen einer flüssigkeitsdichten Einmal-Schürze; Hygienische Händedesinfektion; Einmalhandschuhe anlegen

Mund-Nasen-Schutz und Einmal-Schürze gemäss hausinternen Richtlinien

UMGANG MIT DEM VERBAND UND DER WUNDE



8 Vorsichtiges Entfernen des aufliegenden Wundverbands



9 No-Touch-Technik: Wundfüller mit steriler Pinzette oder sterilen Handschuhen entfernen



10 Inspektion des Wundverbands auf Farbe, Geruch, Exsudatmenge; evtl. Wundabstrich



11 Einmalmaterialien / Abfall direkt in einem flüssigkeitsdichten Müllbeutel entsorgen



12 Verletzungsgefährliche Materialien in einem bruchfesten, verschliessbaren Behälter entsorgen



13 Wiederaufbereitbare Instrumente unmittelbar nach Gebrauch in Instrumentenwanne deponieren



14 Hygienische Händedesinfektion; Handschuhwechsel

WUNDREINIGUNG JE NACH WUNDSITUATION



15 Wundreinigung der Wundsituation angepasst; Herstellerangaben beachten



16 Gründliche Reinigung der Wunde mit ausreichend Wundspüllösung; pro Wischvorgang eine sterile Komresse / einen sterilen Tupfer verwenden



17 Spülung tiefer Wunden mittels steriler Knopfsonde / Spülkatheter



18 Handschuhwechsel; hygienische Händedesinfektion



19 (nicht mit privatem Handy!) Inspektion der Wunde; Wunddokumentation; ggf. Fotografie der Wunde



20 Ggf. Wundrand- / Wundumgebungsschutz mit sterilen Barrier Film Applikatoren



21 Anlegen des neuen Verbands



Optimale Nutzung der B. Braun Produkte von der Reinigung bis zur Abdeckung



Prontosan® Wundspüllösung
Goldstandard in der Wundbettvorbereitung und Infektionsprävention



Prontosan® Debridement Pad
Mildes und wirksames Debridement mit Mikrofaser-Technologie



Prontosan® Wound Gel X und Prontosan® Wound Gel
Ideale Befeuchtung für die komplexe Wund-Weiterbehandlung



Askina® Calgitrol® Paste
Sorgt mit dem Silberionen-Alginat für ein bakterielles Gleichgewicht



Askina® Foam
Weiche, atmungsaktive, non-adhesive Schaumstoff-Wundauflage

ABSCHLUSS



22 Einmalmaterialien / Abfall entsorgen; alle patientennahen Flächen desinfizieren



23 Einmalhandschuhe sowie Schutzkleidung ausziehen und entsorgen



24 Zusätzlich angeordnete Massnahmen durchführen, z.B. Hautpflege und Anlegen eines Kompressionsverbands



25 Hygienische Händedesinfektion



26 Dokumentation des Verbandwechsels



27 Die Abstände der Verbandwechsel sollten den Erfordernissen der Wunde und den Bedürfnissen und Zielen des Patienten angepasst werden

GUT ZU WISSEN:

- die Wunde darf niemals mit blossen Händen berührt werden (No-Touch-Technik)
- korrekte Händedesinfektion immer durchführen
- keinen Schmuck (z.B. Ringe oder Uhr) tragen
- bei einer Besiedelung der Wunde mit resistenten Bakterien ist spezielle Schutzkleidung zu tragen
- koordiniertes Vorgehen, Schulung für alle an der Behandlung beteiligten Personen
- alle Wunden sind stets mit der gleichen hygienischen Sorgfalt zu behandeln wie aseptische Wunden
- der Verbandwechsel sollte bei grösseren Wunden von zwei Personen (durchführende / assistierende Person) vorgenommen werden, um das Risiko einer Umgebungskontamination zu reduzieren
- vorbereiten des benötigten Materials auf der Arbeitsfläche / Verbandwagen:
 - unsteriles Material patientennah
 - steriles Material patientenfern
- die Pflegekraft arbeitet mit unsterilen Handschuhen und sterilen Instrumenten oder sterilen Handschuhen an der Wunde
- Fenster und Türen nach Möglichkeit geschlossen halten und Durchzug vermeiden, keine sonstigen Tätigkeiten im Zimmer durchführen.
- Sterilverpackung auf Ablaufdatum und Unversehrtheit prüfen und erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen

- Piktogramm-Bedeutung für Medizinprodukte**
- ☂ vor Nässe / Feuchtigkeit schützen
 - ☀ ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren
 - 🌡 Temperaturbegrenzung
 - ☒ Sterilisation durch Bestrahlung
 - ⊗ nur Einmalgebrauch
 - 📦 LOT Chargennummer
 - REF Bestellnummer
 - ⚠ Achtung: Gebrauchsanweisung beachten
 - 🕒 verwendbar bis: Jahr und Monat
 - 🏭 Hersteller
 - 🚫 nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist