



Accessoires de  
perfusion

# Caresite®

Des valves à membrane sans aiguille  
pour un accès propre et facile au patient

# Caresite®

## FACILE À CONTRÔLER



## FACILE À NETTOYER



## FACILE À MANIPULER



## FACILE À CONNECTER



### Caractéristiques Caresite®

Débit	208 ml/min
Pression	20 bar
Volume résiduel	0.20 ml
Volume de remplissage	0.22 ml
Déplacement liquidien	0.03 ml (positif)
✓ Système fermé	✓ Sans latex et DEHP
✓ Système sans aiguille	✓ Compatible sang/lipides
✓ Technologie de valve à septum préfendu	✓ Compatible embout Luer lock/Luer slip

### AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

#### Protège de la contamination microbiologique


- Surface lisse
- Conception claire

#### Prévient l'occlusion du cathéter

- Déplacement positif

#### Facile d'utilisation

- Résistant à une pression élevée
- Accès facile
- Compatible avec les médicaments (Lipides et Cremophor)

Description	Longueur tubulure (cm)	Volume de remplissage (ml)	Diam. intérieur tubulure (mm)	Pièces / boîte	Réf. article	Pharmacode
Caresite® 	-	0.22	-	100	415122-01	6336089
<b>Accessoires d'extension</b>						
Caresite® avec rallonge fine et Spinlock 	20	0.5	1.3	100	470100-01	6336103
Caresite® avec rallonge normale et Spinlock 	15	0.9	2.8	100	470108-01	6336095
Rallonge en Y avec 2 connecteurs Caresite® et Spinlock 	18	0.9	1.3	50	470106-01	6336126
Intrafix® Primeline avec Caresite® 	180	-	3.0	100	4062158C	6340122
Intrafix® SafeSet avec Caresite® 	210	-	3.0	100	4063004C	6340116

Plus de tubulures avec Caresite® (par exemple Intrafix® SafeSet Flush sur demande)