



**DOMAINES D'APPLICATION**

Pour la fixation de pansements  
et d'attelles ainsi que pour des  
légers pansements compressifs

# Askina® Elast fine

BANDE DE FIXATION AVEC CONFORT

# Askina® Elast fine

## BANDE DE FIXATION ÉLASTIQUE

Askina® Elast fine est une bande de fixation élastique pour fixer facilement des pansements ou pour l'application de légers pansements compressifs. La matière est composée de 40 % coton et 60 % polyamide.



### PROPRIÉTÉS

- Haute stabilité grâce aux bords tissés
- Tension : 140 % env. d'élasticité en longueur
- Non stérile
- Matière douce et agréable

### SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
4 cm x 4 m	20	9046046	2409897	35.01.07.01.1
6 cm x 4 m	20	9046062	2409905	35.01.07.02.1
8 cm x 4 m	20	9046089	2409911	35.01.07.03.1
10 cm x 4 m	20	9046100	2409928	35.01.07.04.1
12 cm x 4 m	20	9046127	2409934	35.01.07.05.1