



DOMAINES D'APPLICATION

Maintien des pansements  
et protection articulaire

# Askina<sup>®</sup> bande de fixation cohésive

CONFORT AU PORTER SANS PLIS

# Askina® bande de fixation cohésive

CONFORT AU PORTER SANS PLIS

La bande de fixation cohésive Askina® possède des propriétés élastiques et est sans latex. Elle n'adhère que sur elle-même, mais cependant pas sur la peau. La bande est enduite d'un côté d'une colle polymère-synthétique.



## PROPRIETES

- Matière : 40% coton, 30% viscose, 30% polyamide
- Cohésive – adhère sur elle-même
- Sans latex
- Blanche
- Non stérile

## AVANTAGES

- Bande de fixation élastique, particulièrement douce
- Tissu bouffant, poreux, perméable à l'air
- Souple, pas de contrainte de mouvements
- Très agréable à la peau

## SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
6 cm x 20 m	1	9058125	3820330	35.01.06.15.1
8 cm x 20 m	1	9058133	3820347	35.01.06.17.1