



ProSet Bestseller

TRAITEMENT PAR PERFUSION

Nos références dans le domaine du traitement par perfusion




PROSET BESTSELLER – L'EXPÉRIENCE EST NOTRE POINT FORT !

- Près de **six millions d'interventions cliniques** sont réalisées chaque année avec nos sets individuels adaptés aux besoins spécifiques du client
- Plus de **mille clients** (parmi lesquels des cliniques et des hôpitaux universitaires, ainsi que des prestataires de soins de pointe) dans toute l'Europe se fient à nos normes de qualité élevées et utilisent le système « ProSet ».
- En qualité de fournisseur de systèmes, nous proposons ces produits dans les trois domaines suivants :
 - Anesthésie loco-régionale
 - Cathétérisme veineux central
 - Traitement par perfusion complexe


Cette brochure présente les sets les plus demandés dans le domaine du traitement par perfusion. Chacun de ces meilleures ventes a fait ses preuves dans de nombreuses applications.

PROSET – NOUS ÉTABLISSONS DES RÉFÉRENCES!

ProSet Intrafix® SafeSet



Réf.: 4189582 / Pharmacode 7532013	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 230 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Capuchon PrimeStop	1



Réf.: 4188136 / Pharmacode 4759928	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discifix® C bleu	1
Rallonge de 15 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1




Réf.: 4188110 / Pharmacode 5418336	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discifix® C bleu	2
Rallonge de 10 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1



Réf.: 4188114 / Pharmacode 7530236	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discifix® C bleu	3
Rallonge de 10 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1



Réf.: 4188140 / Pharmacode 5327332	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 230 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discifix® C bleu	1
Rallonge de 25 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1




Réf.: 4183455 / Pharmacode 7532042	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 230 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discifix® C bleu	1
Rallonge de 10 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1

Le robinet à trois voies et la valve anti-reflux sont amovibles

ProSet Intrafix® SafeSet



Réf.: 4188120 / Pharmacode 4936951	Pcs
Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 230 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discofix® C bleu	2
Rallonge de 25 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1




Réf.: 4182180 / Pharmacode 7532059	Pcs
Caresite®	1
Rallonge de 15 cm (2 x 4.1 mm)	1
Capuchon PrimeStop	1




Réf.: 4182179 / Pharmacode 6473113	Pcs	
Partie 1	Goutte-à-goutte avec membrane AirStop	1
	Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
	Valve anti-reflux	1
	Discofix® C bleu	1
Partie 2	Caresite®	1
	Rallonge de 15 cm (2 x 4.1 mm)	1
	Capuchon PrimeStop	1


ProSet Intrafix[®] Primeline



Réf.: 4182111 / Pharmacode 6272923	Pcs
Goutte-à-goutte	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
Valve anti-reflux	1
Discifix [®] C bleu	1
Rallonge de 15 cm (2 x 4.1 mm)	1




Réf.: 4180119 / Pharmacode 2262394	Pcs
Goutte-à-goutte	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
Discifix [®] C bleu	1
Rallonge de 15 cm (3 x 4.1 mm)	1



Réf.: 4187105 / Pharmacode 2028735	Pcs
Goutte-à-goutte	1
Tubulure en PVC sans DEHP de 180 cm (3 x 4.1 mm)	1
Discifix [®] C bleu	1
Rallonge de 30 cm (3 x 4.1 mm)	1

L'adouccisant*

TUBULURES DE PERFUSION SANS DEHP



Avantages du DEHT, nouvel adoucissant réputé inoffensif (DOTP = di-(2-éthylhexyl)-téréphthalate) :

- Le SCENIHR** de la Commission Européenne n'a retenu aucune toxicité pour la reproduction
- Documentation de sécurité très détaillée
- Ne figure pas sur les listes noires des autorités de santé
- DEHT-Eastman™ 168 : adoucissant utilisé depuis plus de 35 ans dans différents domaines
- Lixiviation des plastifiants inférieure de 54 % (avec 10 % d'émulsions lipidiques)
- Certification TÜV pour l'utilisation dans les pompes à perfusion volumétriques

* Concerne exclusivement les sets de perfusion contenant du PVC ; ce n'est pas le cas des produits de type Neutrapur (polyuréthane)

** SCENIHR – Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com