



Askina[®] Soins des plaies classiques

Aperçu des produits conventionnels de traitement des plaies

Askina® Soft

Pansement rapide sûr et doux pour la peau

Le pansement rapide en non-tissé autoadhésif agréable à la peau, avec un coussinet absorbant intégré pour le traitement de toutes formes de plaies aiguës et postopératoires.



Domaines d'application

Pour tous les types de recouvrement de plaies en douceur

Avantages

- **Grand confort au porter** – pansement élastique en non-tissé laissant passer l'air
- **Adhésion sûre** – très modulable, même aux endroits difficiles
- **Pas de macération** – coussinet absorbant bien capitonné
- **Changement de pansement pratiquement sans douleurs** – n'adhère pas à la plaie grâce à la trame microfine

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Soft stérile				
5 x 7.5 cm	50	WIN9086480	1021236	35.01.10.10.1
5 x 9 cm	50	WIN9086501	1021235	35.01.10.11.1
10 x 9 cm	50	WIN9086510	1021232	35.01.10.12.1
15 x 9 cm	40	WIN9086528	1021233	35.01.10.13.1

Askina® Soft Clear I.V.

Système de fixation pour canules veineuses permanentes

Une fixation de canule sûre et transparente, avec coussinet intégré, film en polyuréthane, ne laisse pas passer les bactéries, confort au porter optimal, utilisation sûre.



Avantages

- **Protection élevée contre l'infection** – film en polyuréthane imperméable aux bactéries
- **Pas de macération** – l'exsudat du point de ponction sera fermé de manière sûre
- **Utilisation sûre** – application facile

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Soft Clear I.V. stérile				
6 x 8 cm	50	WIN9086893	1044632	35.05.10.01.1

Askina® Soft I.V.

Système de fixation pour canules veineuses permanentes

La fixation douce et sûre des canules veineuses à demeure en non-tissé dermophile avec coussinet intégré. Le point de ponction reste sec, confort au porter optimal, utilisation sûre.



Avantages

- **Grand confort au porter** – haute perméabilité à l'air et à l'eau, grâce à la matière en non-tissé
- **Pas de macération** – coussinet de plaies absorbant non adhérent, garantissant un point de ponction sec
- **Utilisation sûre** – application facile

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Soft I.V. stérile				
6 x 8 cm	50	WIN9086919	1044633	35.01.10.10.1

Askina® Finger Bob®

Le pansement de fixation breveté avec son astucieuse torsion

Vous pourrez atteindre une fixation sûre des pansements en quelques secondes – d'une main, avec la torsion rapide.



MATIÈRE

- Mélange de coton et de viscose
- Taille : Standard 180 mm, Large 220 mm
- Diamètre : Standard 12 mm, Large 17 mm
- Blanc ou coloré (rouge, bleu, rose, orange, vert)



Avantages

- Pansement applicable en quelques secondes
- S'adapte à toutes les circonférences de doigt
- Pour une fixation sûre des pansements

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Finger Bob® coloré				
Longueur 180 mm	12 x 6	WIN9044035	1122260	35.01.14.12.1
Longueur 180 mm	50	WIN9044019	1121310	35.01.14.12.1
Longueur 220 mm	25	WIN9044159	1103302	35.01.14.12.1
Askina® Finger Bob® blanc				
Longueur 180 mm	12 x 6	WIN9044027	1121311	35.01.14.12.1




Dans sa forme d'origine, Askina® Finger Bob® se place au bout du doigt blessé.



Askina® Finger Bob® s'enroule ensuite autour du doigt.



Maintenant, on le tourne sur le bout du doigt, un tour suffit.



Dérouler simplement la deuxième partie. Le pansement rapide est terminé.



Askina[®] Bandes de fixation

Confort de port sans plis

Askina® bande de fixation cohésive

Confort de port sans plis

La bande de fixation cohésive Askina® possède des propriétés élastiques et est sans latex. Elle n'adhère que sur elle-même, cependant pas sur la peau. La bande est enduite d'un côté d'une colle polymère-synthétique.



Caractéristiques

- Matière : 40% coton, 30% viscose, 30% polyamide
- Cohésif - adhère sur lui-même
- Sans latex
- Blanc
- Non-stérile

Avantages

- Bande de fixation élastique, particulièrement douce
- Tissu bouffant, poreux, perméable à l'air
- Souple, pas de contrainte de mouvements
- Très agréable à la peau

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® bande de fixation cohésive				
6 cm x 20 m	1	9058125	3820330	35.01.06.15.1
8 cm x 20 m	1	9058133	3820347	35.01.06.17.1

Askina® Elast fine

Bande de fixation élastique

Askina® Elast fine est une bande de fixation élastique pour fixer facilement des pansements ou pour l'application de légers pansements compressifs. La matière est composée de 40% coton et 60% polyamide.



Caractéristiques

- Haute stabilité grâce aux bords tissés
- Tension : 140% env. d'élasticité en longueur
- Non stérile

Avantages

- Ne gêne pas le mouvement
- Confortable
- Matériau doux et agréable

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Elast fine				
4 cm x 4 m	20	9046046	2409897	35.01.07.01.1
6 cm x 4 m	20	9046062	2409905	35.01.07.02.1
8 cm x 4 m	20	9046089	2409911	35.01.07.03.1
10 cm x 4 m	20	9046100	2409928	35.01.07.04.1
12 cm x 4 m	20	9046127	2409934	35.01.07.05.1



Askina® Pad

10x10cm
1pc

- de** Nicht-haftende Kompresse. Aufsaugender, nicht haftender Wundverband. Folienseite des Verbandes auf Wunde.
- en** Non adhesive pad. Non adherent absorbent dressing. Film side of dressing to wound.
- es** Apósito no adherente. Apósito absorbente antiadherente. Aplicar sobre la lesión por el lado de la película antiadherente.
- et** Mittekleepuv haavapadi. Mittekleepuv imav haavaside. Asetage kilega kaetud külj vastu haava.
- fr** Pansement non adhésif. Compresse absorbante non adhérente. Appliquer le côté film sur la plaie.
- it** Compresse non adesiva. Medicazione per ferite assorbente, non aderente. Applicare il lato della medicazione sulla ferita.
- nl** Niet-verklevend kompres. Foliezijde van het verband op de wond.
- no** Ikke-klebende pute. Ikke-klebende, absorberende kompress. Den glatte siden av kompressen legges ned mot såret.
- pt** Penso não adesivo. Penso absorvente não aderente. O lado da película do penso coloca-se em contacto com a ferida.
- ro** Pansament neaderent. Pansament absorbant neaderent. Partea de film a pansamentului pe plagă.

 Winner Medical Co. Ltd.
Winner Industrial Park,
No 660 Bulong Road, Longhua District,
518109 Shenzhen, China
Made in China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

 MedEnvoy
Gotthardstr.
B. Braun Al.
Schwarzen
34212 Mel

CE 0123

Askina® Compresses et tampons

Askina® Pad / Askina® Pad S

Compresse non adhérente pour le confort optimal du patient

Les compresses non tissées Askina® Pad et Askina® Pad S sont très absorbantes. Le film microperforé côté plaie évite qu'elles n'adhèrent à la plaie. Elles sont très douces et souples et permettent un bon rembourrage de la plaie. Le repos de la plaie est ainsi assuré, et il est possible de changer le pansement en douceur et sans douleur, ce qui favorise le processus de guérison.



- 1 Couche supérieure en non tissé**
Le capitonnage ne peluche pas
- 2 Capitonnage en fibre acrylique et coton multicouches**
Particulièrement absorbant, haut effet de rembourrage
- 3 Film de polyester de type filet**
Empêche d'adhérer à la peau, transport rapide des sécrétions par le tissu grille microfin

Avantages

- Compresse en non-tissé stérile, très absorbante
- Capitonne la plaie et favorise le processus de guérison grâce à un changement de pansement sans problème
- Est recommandé pour la cicatrisation postopératoire et aux premiers soins

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Askina® Pad				
5 x 5 cm	100	WIN9024018	1021238	35.01.02.01.1
10 x 10 cm	100	WIN9024034	1021237	35.01.02.03.1
Askina® Pad S (compresse fendue)				
5 x 5 cm	100	WIN9024050	1114559	35.01.02.01.1
10 x 10 cm	100	WIN9024010	1021239	35.01.02.03.1

Askina® compresses de gaze

Pour le traitement classique des plaies

Les compresses de gaze Askina® possèdent une bonne capacité d'absorption, sont perméable à l'air, douces et blanchies 100% exemptes de chlore. Elles se composent de gaze de pansement et possèdent des bords ourlés.



Caractéristiques

- 100% coton
- Pilée en 8 couches
- 17 fils
- Stériles ou non stériles

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
Emballage, stérile				
5 x 5 cm	25 x 2 pièces	9031200N	1953883	35.01.01.01.1
7.5 x 7.5 cm	25 x 2 pièces	9031219N	1953908	35.01.01.02.1
10 x 10 cm	25 x 2 pièces	9031227N	1953914	35.01.01.03.1
Emballage, non stérile				
5 x 5 cm	100 pièces	9031308	1953920	35.01.01.20.1
7.5 x 7.5 cm	100 pièces	9031316	1953937	35.01.01.21.1
10 x 10 cm	100 pièces	9031324	1953943	35.01.01.22.1

Askina® tampons de gaze

Pour le nettoyage hygiénique de plaie et la désinfection

Les tampons de gaze ronds Askina® servent de support liquide pour le nettoyage et la désinfection hygiéniques de la peau et des plaies. Les tampons de gaze ronds sont fabriqués à partir d'une seule pièce de gaze et sont solidement enchevêtrés.



Caractéristiques

- 100% coton
- 20 fils
- Sans fils de contraste pour rayons X
- Stériles ou non stériles

Article	Dimension	Unité	N° art.	Pharmacode
Askina® tampons de gaze				
Taille prune, stérile	Emballage de 4 pièces	20 paquets	9016007	2075019
Taille prune, stérile	Emballage de 20 pièces	20 paquets	9016015	2075025
Taille prune, non stérile	Emballage de 2 x 500 pièces	1 paque	9016023	2075031
Taille noix, non stérile	Emballage de 1'000 pièces	1 paque	9016120	2075048

