




AESCULAP® Scalpels de sécurité à usage unique

Sécurisé et tranchants

Scalpels de sécurité à usage unique AESCULAP®

Sécurisé et tranchants*




Protection transparente de la lame :
- la forme de la lame est visible
- la position de la lame est facilement identifiable

Mécanisme de verrouillage pour
l'élimination du scalpel


Manipulation d'une seule main

Guide pour une incision précise

Caractéristiques du scalpel de sécurité à usage unique AESCULAP® conformes aux règles TRBA 250



- Le mécanisme de sécurité fait partie intégrante du système, il est compatible avec d'autres accessoires.
- L'activation d'une seule main doit être possible.
- ✓ Le mécanisme est automatiquement activé en faisant coulisser la lame vers l'arrière d'une seule main.
- Le mécanisme de sécurité empêche la réutilisation.
- ✓ La lame est verrouillée de manière sûre pour une élimination sans danger.



- L'utilisation de ce scalpel de sécurité ne requiert aucune technique particulière.
- ✓ Il s'utilise de la même manière qu'un scalpel à usage unique classique.
- L'activation du mécanisme de sécurité doit être clairement perçue (palpable ou audible).
- ✓ Un « clic » audible indique que le mécanisme de sécurité a bien été enclenché, ce qui peut être immédiatement constaté, tant visuellement qu'au toucher.



« clic » palpable

Scalpels de sécurité à usage unique AESCULAP®

Sécurisé et tranchants*

Informations pour la commande



BA810SU
#10

BA811SU
#11

BA812SU
#12

BA815SU
#15

BA815-CSU
#15-C

BA818SU
#18

BA819SU
#19

1:1

Conditionnement = boîte de 10 unités



BA820SU
#20

BA821SU
#21

BA822SU
#22

BA823SU
#23

BA824SU
#24

BA825SU
#25

BA836SU
#36

1:1

AESULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | 6204 Sempach

Tél. 0848 83 00 22 | Fax 0800 83 00 21 | sales-aesculap.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch