




AESCULAP® Einmal-Sicherheits- skalpelle

Sicher und scharf

AESCULAP® Einmal-Sicherheitsskalpelle

Sicher und scharf*



Transparenter Klingenschutz:
- Klingenform ist sichtbar
- Klingenposition ist ersichtlich

Einhandbedienung


Verriegelungsmechanismus
zur Entsorgung

Führung für eine präzise Inzision

Eigenschaften des AESCULAP® Einmal-Sicherheitsskalpells in Konformität mit den TRBA 250



- Der Sicherheitsmechanismus ist Teil des Systems und kompatibel mit anderem Zubehör.
- Einhändige Aktivierung muss möglich sein.
- ✓ Der Mechanismus wird durch einhändiges Zurückschieben der Klinge automatisch aktiviert.
- Durch den Sicherheitsmechanismus ist ein erneuter Gebrauch ausgeschlossen.
- ✓ Die Klinge ist in der Entsorgungsposition sicher verriegelt.



- Die Verwendung des Sicherheitsprodukts erfordert keine Änderung der Anwendungstechnik.
- ✓ Die Anwendung erfolgt auf dieselbe Weise wie bei einem Standard-Einwegskalpell.
- Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus muss eindeutig angezeigt werden (tastbar oder hörbar).
- ✓ Ein hörbares Klicken zeigt an, dass der Sicherheits-Verriegelungsmechanismus aktiviert wurde, was optisch und haptisch sofort erkennbar ist.



«Klick» tastbar

AESCULAP® Einmal-Sicherheitsskalpelle

Sicher und scharf*

Bestellinformationen



BA810SU
#10

BA811SU
#11

BA812SU
#12

BA815SU
#15

BA815-CSU
#15-C

BA818SU
#18

BA819SU
#19

1:1

Verkaufseinheit PAK = Packung à 10 Stück



BA820SU
#20

BA821SU
#21

BA822SU
#22

BA823SU
#23

BA824SU
#24

BA825SU
#25

BA836SU
#36

1:1

AESULAP® – a B. Braun brand

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach

Tel. 0848 83 00 22 | Fax 0800 83 00 21 | sales-aesculap.bbmch@bbraun.com | www.bbraun.ch