

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
6204 Sempach

Hospital Market
Tel. 0848 83 00 44

Ambulatory Channel
Tel. 0848 83 00 33

customer-service.ch@bbraun.com
www.bbraun.ch

Umstellung des Produkt- und Verpackungsdesigns Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen

(5. August 2024)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass das Design unserer Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen aus produktionsbedingten Gründen geändert wird.

Die Änderung resultiert aus der Verlagerung des Produktionsstandortes und der Anpassung des Herstellverfahrens.

Im Rahmen der Umstellung werden folgende Produktdaten geändert:

- die Artikelnummer
- der Pharmacode
- die GTINs
- die Stückzahl pro Karton und Palette

Die detaillierten Änderungen und Zertifikate entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen oder auf unserer Webseite. Bitte berücksichtigen Sie die neuen Verkaufseinheiten bei Ihren Bestellungen.

Die Umstellung von den bisherigen auf die neuen Artikelnummern geschieht fortlaufend und erfolgt in Abhängigkeit der Reichweiten.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Regional Sales Manager oder unser Customer Service in Sempach unter der Telefonnummer 0848 83 00 44 (Hospital Market) oder 0848 83 00 33 (Ambulatory Channel) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

B. Braun Medical AG



Franziska Wildhaber
Product Manager



lynkarani Moorthy
Marketing Assistant



bbraun.info/sterican-d

Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen

Neues Produkt- und Verpackungsdesign

Den ungefähren Zeitpunkt der Umstellung der einzelnen Varianten entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.

Produkteigenschaften

- Einmalkanüle aus nichtrostendem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen, kompatibel mit Luer und Luer-Lock Einmalspritzen
- Farbcodierter Konus gemäss DIN EN ISO-Norm 6009
- Ohne Latex, PVC oder DEHP
- 3-Facetten-Schliff
- Einzeln steril verpackt
- Packung à 100 Stück (Verkaufseinheit)

Neu

- Schutzkappe transparent
- Farbe des Konus intensiver
- Artikelnummer, Stammdaten gemäss Anhang

» Gleichbleibende Handhabung und gleiche Einsatzgebiete



Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen:
Bisheriges Design



Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen:
Neues Design



bbraun.info/sterican-d

Sterican® und Sterican Mix® Einmalkanülen

Bestellübersicht für die Produkt- und Verpackungsumstellung (Stand: Juli 2024)

Bei der Umstellung unserer Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen wurden die Artikelnummern, die Pharmacodes, die Menge pro Karton sowie die Menge pro Palette geändert. Die Verkaufseinheit/Mindestbestellmenge beträgt bei allen Artikeln 100 Stück. Die Änderungen entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht.

Sterican® Einmalkanülen

Farbcodierung	Variante	Gauge x Länge	Aussendurchmesser x Länge	Art.-Nr.	Pharmacode 100 Stück	Bisher: Stück/Karton	Bisher: Stück/Palette	NEU: Art.-Nr.	NEU: Pharmacode 100 Stück	NEU: Stück/Karton	NEU: Stück/Palette	voraussichtlich bestellbar ab
■ Hellgelb	Sterican®	30G x 12 mm	0.30 mm x 12 mm	4656300	3638832	1'000	195'000	4656300B	1119028	4'000	192'000	September 2024
■ Grau	Sterican®	27G x 12 mm	0.40 mm x 12 mm	4665406	3638849	1'000	195'000	4665406B	1119042	4'000	192'000	August 2024
■ Grau	Sterican®	27G x 20 mm	0.40 mm x 20 mm	4657705	2417282	1'000	195'000	4657705B	1119037	4'000	192'000	September 2024
■ Grau	Sterican®	27G x 25 mm	0.40 mm x 25 mm	9186174	2121802	1'000	195'000	9186174B	1119052	4'000	192'000	September 2024
■ Grau	Sterican®	27G x 40 mm	0.40 mm x 40 mm	9186182	2121819	1'000	195'000	9186182B	1119053	4'000	192'000	September 2024
■ Braun	Sterican®	26G x 12 mm	0.45 mm x 12 mm	4665457	1571472	1'000	195'000	4665457B	1119043	4'000	192'000	August 2024
■ Braun	Sterican®	26G x 25 mm	0.45 mm x 25 mm	4657683	2417276	1'000	195'000	4657683B	1119036	4'000	192'000	August 2024
■ Orange	Sterican®	25G x 16 mm	0.50 mm x 16 mm	4657853	1009345	1'000	195'000	4657853B	1119039	4'000	192'000	September 2024
■ Orange	Sterican®	25G x 25 mm	0.50 mm x 25 mm	9186158	2121788	1'000	195'000	9186158B	1119050	4'000	192'000	September 2024
■ Orange	Sterican®	25G x 40 mm	0.50 mm x 40 mm	9186166	2121794	1'000	195'000	9186166B	1119051	4'000	192'000	September 2024
■ Lila	Sterican®	24G x 25 mm	0.55 mm x 25 mm	4657675	1009339	1'000	195'000	4657675B	1119035	4'000	192'000	August 2024
■ Blau	Sterican®	23G x 25 mm	0.60 mm x 25 mm	4657667	2039615	1'000	195'000	4657667B	1119034	4'000	192'000	August 2024
■ Blau	Sterican®	23G x 30 mm	0.60 mm x 30 mm	4657640	1576512	1'000	195'000	4657640B	1119033	4'000	192'000	September 2024
■ Blau	Sterican®	23G x 60 mm	0.60 mm x 60 mm	4665600	2009525	1'000	120'000	4665600B	1119046	3'000	135'000	August 2024
■ Blau	Sterican®	23G x 80 mm	0.60 mm x 80 mm	4665635	3160945	1'000	96'000	keine Änderung			-	
■ Schwarz	Sterican®	22G x 30 mm	0.70 mm x 30 mm	4657624	1580531	1'000	195'000	4657624B	7853385	4'000	192'000	September 2024
■ Schwarz	Sterican®	22G x 40 mm	0.70 mm x 40 mm	4660021	3160922	1'000	195'000	4660021B	1119040	4'000	192'000	August 2024
■ Grün	Sterican®	21G x 25 mm	0.80 mm x 25 mm	4657543	5378051	1'000	195'000	4657543B	1119032	4'000	192'000	Oktober 2024
■ Grün	Sterican®	21G x 40 mm	0.80 mm x 40 mm	4657527	1575843	1'000	180'000	4657527B	1119031	4'000	192'000	Februar 2025
■ Grün	Sterican®	21G x 50 mm	0.80 mm x 50 mm	4665503	3160939	1'000	150'000	4665503B	1119044	3'000	189'000	August 2024
■ Grün	Sterican®	21G x 80 mm	0.80 mm x 80 mm	4665465	5728137	1'000	180'000	keine Änderung			-	
■ Grün	Sterican®	21G x 120 mm	0.80 mm x 120 mm	4665643	2148209	1'000	72'000	keine Änderung			-	

Farbcodierung	Variante	Gauge x Länge	Aussendurchmesser x Länge	Art.-Nr.	Pharmacode 100 Stück	Bisher: Stück/Karton	Bisher: Stück/Palette	NEU: Art.-Nr.	NEU: Pharmacode 100 Stück	NEU: Stück/Karton	NEU: Stück/Palette	voraussichtlich bestellbar ab
■ Gelb	Sterican®	20G x 25 mm	0.90 mm x 25 mm	4657500	3160916	1'000	195'000	4657500B	1119029	4'000	192'000	Oktober 2024
■ Gelb	Sterican®	20G x 40 mm	0.90 mm x 40 mm	4657519	2556351	1'000	180'000	4657519B	1119030	4'000	192'000	September 2024
■ Gelb	Sterican®	20G x 50 mm	0.90 mm x 50 mm	4667093	1009368	1'000	150'000	4667093B	1119048	3'000	189'000	August 2024
■ Gelb	Sterican®	20G x 70 mm	0.90 mm x 70 mm	4665791	902151	1'000	120'000	4665791B	1119047	3'000	135'000	September 2024
■ Crème	Sterican®	19G x 40 mm	1.10 mm x 40 mm	4657799	1585824	1'000	180'000	4657799B	1119038	4'000	192'000	August 2024
■ Crème	Sterican®	19G x 40 mm	1.10 mm x 40 mm	4665112	-	1'000	180'000	4665112B	1119041	4'000	192'000	September 2024
■ Crème	Sterican®	19G x 50 mm	1.10 mm x 50 mm	4665511	-	1'000	150'000	4665511B	1119045	3'000	189'000	September 2024
■ Rosa	Sterican®	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	4665120	1536607	1'000	180'000	4665120B	7853384	4'000	192'000	Juni 2024
■ Rosa	Sterican®	18G x 50 mm	1.20 mm x 50 mm	4667123	3638803	1'000	150'000	4667123B	1119049	3'000	189'000	Januar 2025

Sterican® und Sterican Mix® Einmalkanülen: Halbstumpfe und stumpfe Varianten

■ Grau	Sterican® stumpf	27G x 25 mm	0.40 mm x 25 mm	9180117	2121771	1'000	180'000	9180117B	folgt	4'000	192'000	Dezember 2024
■ Grün	Sterican® stumpf	21G x 22 mm	0.80 mm x 22 mm	9180109	2121765	1'000	180'000	9180109B	folgt	4'000	192'000	Februar 2025
■ Rot	Sterican® Mix, halbstumpf	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	4550400-01	7799590	1'000	180'000	4550400B	folgt	4'000	192'000	Februar 2025
■ Rosa	Sol-M™ Kanüle halbstumpf mit 5 µm Filter	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	110022F	7799591	1'000	104'000	keine Änderung			-	

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.



bbraun.info/sterican-d