

B. Braun Medical SA  
Seesatz 17  
6204 Sempach

**Hospital Market**

Tél. 0848 83 00 44

**Ambulatory Channel**

Tél. 0848 83 00 33

customer-service.ch@bbraun.com

www.bbraun.ch

# Modification du design des produits et des emballages Aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican Mix®

(5 août 2024)

Mesdames, Messieurs,

Nous aimerions porter à votre attention que le design de nos aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican® Mix a été modifié pour des raisons de production.

Cette modification résulte du transfert du site de production et de l'adaptation du procédé de fabrication.

Dans le cadre de la modification, les données produit suivantes ont changé :

- la référence ;
- le pharmacode ;
- les GTIN ;
- le nombre de pièces par carton et palette.

Vous trouverez les modifications détaillées et les certificats dans les annexes jointes ainsi que sur notre site Internet. Veuillez tenir compte des nouvelles unités de vente lors de vos commandes.

Le passage aux nouvelles références se fera au fur et à mesure en fonction des stocks encore disponibles.

Pour toute question, votre Regional Sales Manager ou notre Customer Service à Sempach se tient à votre disposition par téléphone au 0848 83 00 44 (Hospital Market) ou au 0848 83 00 33 (Ambulatory Channel).

Avec nos meilleures salutations,

B. Braun Medical SA



Franziska Wildhaber  
Product Manager



Iynkarani Moorthy  
Marketing Assistant



[bbraun.info/sterican-f](https://bbraun.info/sterican-f)

# Aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican® Mix

## Nouveau design des produits et des emballages

Vous trouverez la date approximative de la modification des différentes variantes dans l'annexe jointe.

### Caractéristiques du produit

- Aiguille à usage unique en acier inoxydable
- Revêtement en silicone précisément dosé
- Embout Luer-Lock transparent en polypropylène, compatible avec les seringues à usage unique Luer et Luer-Lock
- Cône à code couleur selon la norme ISO DIN EN 6009
- Sans latex, PVC ni DEHP
- Aiguille triple biseau
- Emballage individuel stérile
- Boîte de 100 pièces (unité de vente)


### Nouveau

- Capuchon transparent
- Couleur du cône plus intense
- Références et données de base selon annexe

» **Manipulation et domaines d'utilisation inchangés**



Aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican Mix® : ancien design



Aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican Mix® : nouveau design



[bbraun.info/sterican-f](https://bbraun.info/sterican-f)

# Aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican Mix®

## Récapitulatif pour les commandes suite à la modification des produits et des emballages (en date de : juillet 2024)

Dans le cadre de la modification de nos aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican® Mix, les références, les pharmacodes, la quantité par carton ainsi que la quantité par palette ont changé. L'unité de vente / la quantité de commande minimale est de 100 pièces pour tous les articles. Vous trouverez les modifications dans le récapitulatif suivant.

### Aiguilles à usage unique Sterican®

Code couleur	Variante	Calibre x longueur	Diamètre extérieur x longueur	N° art.	Pharmacode 100 pièces	Avant : pièces / carton	Avant : pièces / palette	NOUVEAU : N° art.	NOUVEAU : Pharmacode 100 pièces	NOUVEAU : pièces / carton	NOUVEAU : pièces / palette	Date de disponibilité à la commande prévue
■ Jaune	Sterican®	30G x 12 mm	0.30 mm x 12 mm	4656300	3638832	1 000	195 000	4656300B	1119028	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Gris	Sterican®	27G x 12 mm	0.40 mm x 12 mm	4665406	3638849	1 000	195 000	4665406B	1119042	4 000	192 000	Août 2024
■ Gris	Sterican®	27G x 20 mm	0.40 mm x 20 mm	4657705	2417282	1 000	195 000	4657705B	1119037	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Gris	Sterican®	27G x 25 mm	0.40 mm x 25 mm	9186174	2121802	1 000	195 000	9186174B	1119052	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Gris	Sterican®	27G x 40 mm	0.40 mm x 40 mm	9186182	2121819	1 000	195 000	9186182B	1119053	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Brun	Sterican®	26G x 12 mm	0.45 mm x 12 mm	4665457	1571472	1 000	195 000	4665457B	1119043	4 000	192 000	Août 2024
■ Brun	Sterican®	26G x 25 mm	0.45 mm x 25 mm	4657683	2417276	1 000	195 000	4657683B	1119036	4 000	192 000	Août 2024
■ Orange	Sterican®	25G x 16 mm	0.50 mm x 16 mm	4657853	1009345	1 000	195 000	4657853B	1119039	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Orange	Sterican®	25G x 25 mm	0.50 mm x 25 mm	9186158	2121788	1 000	195 000	9186158B	1119050	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Orange	Sterican®	25G x 40 mm	0.50 mm x 40 mm	9186166	2121794	1 000	195 000	9186166B	1119051	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Violet	Sterican®	24G x 25 mm	0.55 mm x 25 mm	4657675	1009339	1 000	195 000	4657675B	1119035	4 000	192 000	Août 2024
■ Bleu	Sterican®	23G x 25 mm	0.60 mm x 25 mm	4657667	2039615	1 000	195 000	4657667B	1119034	4 000	192 000	Août 2024
■ Bleu	Sterican®	23G x 30 mm	0.60 mm x 30 mm	4657640	1576512	1 000	195 000	4657640B	1119033	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Bleu	Sterican®	23G x 60 mm	0.60 mm x 60 mm	4665600	2009525	1 000	120 000	4665600B	1119046	3 000	135 000	Août 2024
■ Bleu	Sterican®	23G x 80 mm	0.60 mm x 80 mm	4665635	3160945	1 000	96 000	Aucune modification				-
■ Noir	Sterican®	22G x 30 mm	0.70 mm x 30 mm	4657624	1580531	1 000	195 000	4657624B	7853385	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Noir	Sterican®	22G x 40 mm	0.70 mm x 40 mm	4660021	3160922	1 000	195 000	4660021B	1119040	4 000	192 000	Août 2024
■ Vert	Sterican®	21G x 25 mm	0.80 mm x 25 mm	4657543	5378051	1 000	195 000	4657543B	1119032	4 000	192 000	Octobre 2024
■ Vert	Sterican®	21G x 40 mm	0.80 mm x 40 mm	4657527	1575843	1 000	180 000	4657527B	1119031	4 000	192 000	Février 2025
■ Vert	Sterican®	21G x 50 mm	0.80 mm x 50 mm	4665503	3160939	1 000	150 000	4665503B	1119044	3 000	189 000	Août 2024
■ Vert	Sterican®	21G x 80 mm	0.80 mm x 80 mm	4665465	5728137	1 000	180 000	Aucune modification				-
■ Vert	Sterican®	21G x 120 mm	0.80 mm x 120 mm	4665643	2148209	1 000	72 000	Aucune modification				-

Code couleur	Variante	Calibre x longueur	Diamètre extérieur x longueur	N° art.	Pharmacode 100 pièces	Avant : pièces / carton	Avant : pièces / palette	NOUVEAU : N° art.	NOUVEAU : Pharmacode 100 pièces	NOUVEAU : pièces / carton	NOUVEAU : pièces / palette	Date de disponibilité à la commande prévue
■ Jaune	Sterican®	20G x 25 mm	0.90 mm x 25 mm	4657500	3160916	1 000	195 000	4657500B	1119029	4 000	192 000	Octobre 2024
■ Jaune	Sterican®	20G x 40 mm	0.90 mm x 40 mm	4657519	2556351	1 000	180 000	4657519B	1119030	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Jaune	Sterican®	20G x 50 mm	0.90 mm x 50 mm	4667093	1009368	1 000	150 000	4667093B	1119048	3 000	189 000	Août 2024
■ Jaune	Sterican®	20G x 70 mm	0.90 mm x 70 mm	4665791	902151	1 000	120 000	4665791B	1119047	3 000	135 000	Septembre 2024
■ Crème	Sterican®	19G x 40 mm	1.10 mm x 40 mm	4657799	1585824	1 000	180 000	4657799B	1119038	4 000	192 000	Août 2024
■ Crème	Sterican®	19G x 40 mm	1.10 mm x 40 mm	4665112	-	1 000	180 000	4665112B	1119041	4 000	192 000	Septembre 2024
■ Crème	Sterican®	19G x 50 mm	1.10 mm x 50 mm	4665511	-	1 000	150 000	4665511B	1119045	3 000	189 000	Septembre 2024
■ Rose	Sterican®	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	4665120	1536607	1 000	180 000	4665120B	7853384	4 000	192 000	Juin 2024
■ Rose	Sterican®	18G x 50 mm	1.20 mm x 50 mm	4667123	3638803	1 000	150 000	4667123B	1119049	3 000	189 000	Janvier 2025

#### Aiguilles à usage unique Sterican® et Sterican Mix® : variantes semi-émoussées et émoussées

■ Gris	Sterican® émoussée	27G x 25 mm	0.40 mm x 25 mm	9180117	2121771	1 000	180 000	9180117B	à venir	4 000	192 000	Décembre 2024
■ Vert	Sterican® émoussée	21G x 22 mm	0.80 mm x 22 mm	9180109	2121765	1 000	180 000	9180109B	à venir	4 000	192 000	Février 2025
■ Rouge	Sterican® Mix, semi-émoussée	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	4550400-01	7799590	1 000	180 000	4550400B	à venir	4 000	192 000	Février 2025
■ Rose	Aiguille Sol-M™ semi-émoussée avec filtre de 5 µm	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	110022F	7799591	1 000	104 000	Aucune modification			-	

Veillez consulter notre site Internet pour de plus amples informations.



[bbraun.info/sterican-f](https://bbraun.info/sterican-f)