

B. Braun Medical SA
Seesatz 17
6204 Sempach

Hospital Market

Tel. 0848 83 00 44

Ambulatory Channel

Tel. 0848 83 00 33

customer-service.ch@bbraun.com

www.bbraun.ch

Conversione del design del prodotto e dell'imballaggio Aghi monouso Sterican® e Sterican® Mix

(5 agosto 2024)

Gentili Signore e Signori,

desideriamo informarvi che per motivi dovuti alla produzione il design dei nostri aghi monouso Sterican® e Sterican® Mix sarà modificato.

La modifica è il risultato del trasferimento dello stabilimento di produzione e dell'adeguamento del processo produttivo.

Nell'ambito della conversione saranno modificati i seguenti dati dei prodotti:

- codice articolo
- Pharmacode
- GTIN
- numero di pezzi per cartone e pallet

Le modifiche dettagliate e i certificati sono riportati negli allegati o nel nostro sito web. In fase di ordinazione si prega di tenere presenti le nuove unità di vendita.

La conversione dai codici articolo attuali a quelli nuovi avverrà progressivamente e in funzione delle coperture.

In caso di domande, non esitate a contattare il vostro Regional Sales Manager o il nostro Customer Service di Sempach al numero 0848 83 00 44 (Hospital Market) o 0848 83 00 33 (Ambulatory Channel).

Cordiali saluti

B. Braun Medical SA



Franziska Wildhaber
Product Manager



lynkarani Moorthy
Marketing Assistant



bbraun.info/sterican-f

Aghi monouso Sterican® e Sterican® Mix

Nuovo design del prodotto e dell'imballaggio

La data approssimativa della conversione delle singole varianti è riportata nell'allegato.

Caratteristiche del prodotto

- Ago monouso in acciaio inox
- Leggero rivestimento in silicone
- Cono Luer Lock trasparente in polipropilene, compatibile con siringhe Luer e Luer Lock
- Cono con codice colore conformemente alla norma DIN EN ISO 6009
- Senza lattice, PVC o DEHP
- Bisello a triplice affilatura
- In confezioni singole sterili
- Confezione da 100 pezzi (unità di vendita)

Novità

- Cappuccio di protezione trasparente
- Colore del cono più intenso
- Codici articolo, dati principali come da allegato

» **Maneggevolezza invariata e medesimi campi di applicazione**



Aghi monouso Sterican® e Sterican® Mix:
design precedente



Aghi monouso Sterican® e Sterican® Mix:
nuovo design



bbraun.info/sterican-f

Aghi monouso Sterican® e Sterican Mix®

Panoramica ordine per la conversione del prodotto e dell'imballaggio (aggiornamento: luglio 2024)

Nell'ambito della conversione dei nostri aghi monouso Sterican® e Sterican® Mix sono stati modificati i codici articolo, i Pharmacode, la quantità per cartone e la quantità per pallet. L'unità di vendita/ordine minimo è di 100 pezzi per tutti gli articoli. Le modifiche sono indicate nella panoramica seguente.

Aghi monouso Sterican®

Codice colore	Variante	Calibro x lunghezza	Diametro esterno x lunghezza	Cod. art.	Pharmacode 100 pezzi	Vecchio: pezzi / cartone	Vecchio: pezzi / pallet	NUOVO: Cod. art.	NUOVO: Pharmacode 100 pezzi	NUOVO: pezzi / cartone	NUOVO: pezzi / pallet	inizio ordini previsto da
■ Giallo	Sterican®	30G x 12 mm	0.30 mm x 12 mm	4656300	3638832	1'000	195'000	4656300B	1119028	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Grigio	Sterican®	27G x 12 mm	0.40 mm x 12 mm	4665406	3638849	1'000	195'000	4665406B	1119042	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Grigio	Sterican®	27G x 20 mm	0.40 mm x 20 mm	4657705	2417282	1'000	195'000	4657705B	1119037	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Grigio	Sterican®	27G x 25 mm	0.40 mm x 25 mm	9186174	2121802	1'000	195'000	9186174B	1119052	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Grigio	Sterican®	27G x 40 mm	0.40 mm x 40 mm	9186182	2121819	1'000	195'000	9186182B	1119053	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Marrone	Sterican®	26G x 12 mm	0.45 mm x 12 mm	4665457	1571472	1'000	195'000	4665457B	1119043	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Marrone	Sterican®	26G x 25 mm	0.45 mm x 25 mm	4657683	2417276	1'000	195'000	4657683B	1119036	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Arancione	Sterican®	25G x 16 mm	0.50 mm x 16 mm	4657853	1009345	1'000	195'000	4657853B	1119039	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Arancione	Sterican®	25G x 25 mm	0.50 mm x 25 mm	9186158	2121788	1'000	195'000	9186158B	1119050	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Arancione	Sterican®	25G x 40 mm	0.50 mm x 40 mm	9186166	2121794	1'000	195'000	9186166B	1119051	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Viola	Sterican®	24G x 25 mm	0.55 mm x 25 mm	4657675	1009339	1'000	195'000	4657675B	1119035	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Blu	Sterican®	23G x 25 mm	0.60 mm x 25 mm	4657667	2039615	1'000	195'000	4657667B	1119034	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Blu	Sterican®	23G x 30 mm	0.60 mm x 30 mm	4657640	1576512	1'000	195'000	4657640B	1119033	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Blu	Sterican®	23G x 60 mm	0.60 mm x 60 mm	4665600	2009525	1'000	120'000	4665600B	1119046	3'000	135'000	Agosto 2024
■ Blu	Sterican®	23G x 80 mm	0.60 mm x 80 mm	4665635	3160945	1'000	96'000	nessuna modifica				-
■ Nero	Sterican®	22G x 30 mm	0.70 mm x 30 mm	4657624	1580531	1'000	195'000	4657624B	7853385	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Nero	Sterican®	22G x 40 mm	0.70 mm x 40 mm	4660021	3160922	1'000	195'000	4660021B	1119040	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Verde	Sterican®	21G x 25 mm	0.80 mm x 25 mm	4657543	5378051	1'000	195'000	4657543B	1119032	4'000	192'000	Ottobre 2024
■ Verde	Sterican®	21G x 40 mm	0.80 mm x 40 mm	4657527	1575843	1'000	180'000	4657527B	1119031	4'000	192'000	Febbraio 2025
■ Verde	Sterican®	21G x 50 mm	0.80 mm x 50 mm	4665503	3160939	1'000	150'000	4665503B	1119044	3'000	189'000	Agosto 2024
■ Verde	Sterican®	21G x 80 mm	0.80 mm x 80 mm	4665465	5728137	1'000	180'000	nessuna modifica				-
■ Verde	Sterican®	21G x 120 mm	0.80 mm x 120 mm	4665643	2148209	1'000	72'000	nessuna modifica				-

Codice colore	Variante	Calibro x lunghezza	Diametro esterno x lunghezza	Cod. art.	Pharmacode 100 pezzi	Vecchio: pezzi / cartone	Vecchio: pezzi / pallet	NUOVO: Cod. art.	NUOVO: Pharmacode 100 pezzi	NUOVO: pezzi / cartone	NUOVO: pezzi / pallet	inizio ordini previsto da
■ Giallo	Sterican®	20G x 25 mm	0.90 mm x 25 mm	4657500	3160916	1'000	195'000	4657500B	1119029	4'000	192'000	Ottobre 2024
■ Giallo	Sterican®	20G x 40 mm	0.90 mm x 40 mm	4657519	2556351	1'000	180'000	4657519B	1119030	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Giallo	Sterican®	20G x 50 mm	0.90 mm x 50 mm	4667093	1009368	1'000	150'000	4667093B	1119048	3'000	189'000	Agosto 2024
■ Giallo	Sterican®	20G x 70 mm	0.90 mm x 70 mm	4665791	902151	1'000	120'000	4665791B	1119047	3'000	135'000	Settembre 2024
■ Crema	Sterican®	19G x 40 mm	1.10 mm x 40 mm	4657799	1585824	1'000	180'000	4657799B	1119038	4'000	192'000	Agosto 2024
■ Crema	Sterican®	19G x 40 mm	1.10 mm x 40 mm	4665112	-	1'000	180'000	4665112B	1119041	4'000	192'000	Settembre 2024
■ Crema	Sterican®	19G x 50 mm	1.10 mm x 50 mm	4665511	-	1'000	150'000	4665511B	1119045	3'000	189'000	Settembre 2024
■ Rosa	Sterican®	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	4665120	1536607	1'000	180'000	4665120B	7853384	4'000	192'000	Giugno 2024
■ Rosa	Sterican®	18G x 50 mm	1.20 mm x 50 mm	4667123	3638803	1'000	150'000	4667123B	1119049	3'000	189'000	Gennaio 2025

Aghi monouso Sterican® e Sterican Mix®: varianti semismussate e smussate

■ Grigio	Sterican® smussato	27G x 25 mm	0.40 mm x 25 mm	9180117	2121771	1'000	180'000	9180117B	segue	4'000	192'000	Dicembre 2024
■ Verde	Sterican® smussato	21G x 22 mm	0.80 mm x 22 mm	9180109	2121765	1'000	180'000	9180109B	segue	4'000	192'000	Febbraio 2025
■ Rosso	Sterican® Mix, semismussato	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	4550400-01	7799590	1'000	180'000	4550400B	segue	4'000	192'000	Febbraio 2025
■ Rosa	Sol-M™ ago semismussato con filtro 5 µm	18G x 40 mm	1.20 mm x 40 mm	110022F	7799591	1'000	104'000	nessuna modifica			-	

Per ulteriori informazioni
visitare il nostro sito web.



bbraun.info/sterican-f