



# Klassische Askina® Wundversorgung

Übersicht konventionelle  
Wundversorgungsprodukte

# Askina® Soft

## Sicherer und hautfreundlicher Wundschnellverband

Der selbsthaftende und hautfreundliche Vliesstoff-Wundschnellverband mit integriertem, saugfähigem Wundkissen für alle Formen der postoperativen und akuten Wundversorgung.



### Einsatzgebiete

Für alle Arten der sanften Wundabdeckung

### Vorteile

- **Angenehmer Tragekomfort** – Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff
- **Sichere Haftung** – Gut anmodellierbar, auch an schwierigen Stellen
- **Keine Mazeration** – Saugfähiges Wundpad mit hoher Polsterwirkung
- **Schmerzarter Verbandwechsel** – Verklebt nicht mit der Wunde dank dem mikrofeinen Gitternetz

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® Soft steril</b>				
5 x 7.5 cm	50	WIN9086480	1021236	35.01.10.10.1
5 x 9 cm	50	WIN9086501	1021235	35.01.10.11.1
10 x 9 cm	50	WIN9086510	1021232	35.01.10.12.1
15 x 9 cm	40	WIN9086528	1021233	35.01.10.13.1

# Askina® Soft Clear I.V.

## Kanülenfixierpflaster für Venenverweilkanülen

Die sichere und transparente Kanülenfixierung mit integriertem Wundkissen, Polyurethan-Film gegen Bakterien undurchlässig, bester Tragkomfort, sichere Anwendung.



### Vorteile

- **Beste Infektionsschutz** – undurchlässiger Polyurethan-Film gegen Bakterien
- **Keine Mazeration** – Exsudat der Einstichstelle wird sicher eingeschlossen
- **Sichere Anwendung** – einfach zu applizieren

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
Askina® Soft Clear I.V. steril				
6 x 8 cm	50	WIN9086893	1044632	35.05.10.01.1

# Askina® Soft I.V.

## Kanülenfixierpflaster für Venenverweilkanülen

Die sanfte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen aus hautfreundlichem Vliesstoff mit integriertem Wundkissen. Punktionsstelle bleibt trocken, bester Tragkomfort, sichere Anwendung.



### Vorteile

- **Angenehmer Tragkomfort** – hohe Luft- und Wasserdampf-Durchlässigkeit des atmungsaktiven Vliesmaterials
- **Keine Mazeration** – nicht haftendes, absorbierendes Wundpad für eine trockene Einstichstelle
- **Sichere Anwendung** – einfach zu applizieren

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
Askina® Soft I.V. steril				
6 x 8 cm	50	WIN9086919	1044633	35.01.10.10.1

# Askina® Finger Bob®

## Der patentierte Fixierverband mit dem pfiffigen Dreh

In Sekundenschnelle können Sie eine sichere Fixierung der Wundauflagen erreichen – mit einer Hand durch den pfiffigen Dreh.



### Material

- Baumwoll-Viskose-Mischung
- Länge: Standard 180 mm, Large 220 mm
- Durchmesser: Standard 12 mm, Large 17 mm
- Weiss oder farbig (rot, blau, pink, orange, grün)



### Vorteile

- In Sekunden applizierbarer Verband
- Für jede Fingergrösse und -stärke geeignet
- Zur sicheren Fixierung von Wundauflagen

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® Finger Bob® farbig</b>				
Länge 180 mm	12 x 6	WIN9044035	1122260	35.01.14.12.1
Länge 180 mm	50	WIN9044019	1121310	35.01.14.12.1
Länge 220 mm	25	WIN9044159	1103302	35.01.14.12.1
<b>Askina® Finger Bob® weiss</b>				
Länge 180 mm	12 x 6	WIN9044027	1121311	35.01.14.12.1




In seiner Form wird der Askina® Finger Bob® auf die Spitze des verletzten Fingers gesetzt.



Der Askina® Finger Bob® wird über den Finger abgerollt.



Nun wird er am oberen Ende in beliebiger Richtung eingedreht, eine Umdrehung genügt.



Jetzt nur noch das eingedrehte Ende abrollen. Fertig ist der Schnellverband.





## Askina<sup>®</sup> Fixierbinden

Faltenfreier Tragekomfort

# Askina® kohäsive Fixierbinde

## Faltenfreier Tragekomfort

Askina® kohäsive Fixierbinde hat elastische Eigenschaften und ist latexfrei. Sie haftet nur auf sich selbst, jedoch nicht auf der Haut. Die Fixierbinde ist einseitig mit einem Synthetik-Polymer-Kleber beschichtet.



### Eigenschaften

- Material: 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid
- Kohäsiv – auf sich selbst haftend
- Latexfrei
- Weiss
- Unsteril

### Vorteile

- Besonders weiche, elastische Fixierbinde
- Bauschiges, offenporiges Gewebe, luftdurchlässig
- Anschmiegsam, keine Beeinträchtigung des Bewegungsablaufes
- Sehr hautfreundlich

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® kohäsive Fixierbinde</b>				
6 cm x 20 m	1	9058125	3820330	35.01.06.15.1
8 cm x 20 m	1	9058133	3820347	35.01.06.17.1

# Askina® Elast fine

## Elastischer Fixierverband

Askina® Elast fine ist ein elastischer Fixierverband für die einfache Befestigung von Wundauflagen oder Applizierung leichter Druckverbände. Das Material besteht aus 40% Baumwolle und 60% Polyamid.



### Eigenschaften

- Hohe Stabilität durch gewebte Kante
- Dehnungsverhalten: ca. 140% längselastisch
- Unsteril

### Vorteile

- Keine Beeinträchtigung des Bewegungsablaufes
- Anschmiegsam
- Weiches, angenehmes Material

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® Elast fine</b>				
4 cm x 4 m	20	9046046	2409897	35.01.07.01.1
6 cm x 4 m	20	9046062	2409905	35.01.07.02.1
8 cm x 4 m	20	9046089	2409911	35.01.07.03.1
10 cm x 4 m	20	9046100	2409928	35.01.07.04.1
12 cm x 4 m	20	9046127	2409934	35.01.07.05.1





## Askina® Pad

10x10cm  
1pc

- de** Nicht-haftende Kompresse. Aufsaugender, nicht haftender Wundverband. Folienseite des Verbandes auf Wunde.
- en** Non adhesive pad. Non adherent absorbent dressing. Film side of dressing to wound.
- es** Apósito no adherente. Apósito absorbente antiadherente. Aplicar sobre la lesión por el lado de la película antiadherente.
- et** Mittekleepuv haavapadi. Mittekleepuv imav haavaside. Asetage kilega kaetud külj vastu haava.
- fr** Pansement non adhésif. Compresse absorbante non adhérente. Appliquer le côté film sur la plaie.
- it** Compresse non adesiva. Medicazione per ferite assorbente, non aderente. Applicare il lato della medicazione sulla ferita.
- nl** Niet-verklevend kompres. Niet verklevend absorberend wondverband. Foliezijde van het verband op de wond.
- no** Ikke-klebende pute. Ikke-klebende, absorberende kompress. Den glatte siden av kompressen legges ned mot såret.
- pt** Penso não adesivo. Penso absorvente não aderente. O lado da película do penso coloca-se em contacto com a ferida.
- ro** Pansament neaderent. Pansament absorbant neaderent. Partea de film a pansamentului pe plagă.

Winner Medical Co. Ltd.  
Winner Industrial Park,  
No 660 Bulong Road, Longhua District,  
518109 Shenzhen, China  
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

MedEnvoy  
Gotthardstr.  
B. Braun AG  
Schwarzen  
34212 Mell

CE 0123

# Askina® Kompressen und Tupfer

# Askina® Pad / Askina® Pad S

## Nicht haftende Kompresse für optimalen Patientenkomfort

Askina® Pad und Askina® Pad S Vlieskompressen sind sehr saugfähig. Die mikroperforierte, wundseitige Folie verhindert ein Verkleben mit der Wunde. Sie sind sehr weich und anschmiegsam und ermöglichen eine gute Polsterung der Wunde. Durch die so gesicherte Wundruhe kann ein schonender und schmerzärmer Verbandwechsel durchgeführt und der Heilungsprozess gefördert werden.



### 1 Feste Vliesoberseite

Kein Fusseln des Polsters möglich

### 2 Mehrlagiges Baumwoll-Acrylfaserpolster

Besonders saugfähig, hohe Polsterwirkung

### 3 Netzartige Polyesterfolie

Kein Verkleben mit der Wunde, rascher Sekret-Transport dank mikrofeinem Gitternetz

## Vorteile

- Sehr saugfähige, sterile Vlieskompresse
- Polstert die Wunde und beschleunigt den Heilungsprozess durch problemlosen Verbandwechsel
- Ist geeignet für die postoperative Wundheilung und für die erste Hilfe

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® Pad</b>				
5 x 5 cm	100	WIN9024018	1021238	35.01.02.01.1
10 x 10 cm	100	WIN9024034	1021237	35.01.02.03.1
<b>Askina® Pad S (Schlitzkompresse)</b>				
5 x 5 cm	100	WIN9024050	1114559	35.01.02.01.1
10 x 10 cm	100	WIN9024010	1021239	35.01.02.03.1

# Askina® Mullkompressen

## Für die klassische Wundversorgung

Askina® Mullkompressen verfügen über eine gute Saugfähigkeit, sind luftdurchlässig, weich und 100% chlorfrei gebleicht. Sie bestehen aus Verbandsmull und haben eine eingeschlagene Schnittkante.



### Eigenschaften

- 100% Baumwolle
- 8-fach gelegt
- 17-fädig
- Steril oder unsteril

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Packung, steril</b>				
5 x 5 cm	25 x 2 Stück	9031200N	1953883	35.01.01.01.1
7.5 x 7.5 cm	25 x 2 Stück	9031219N	1953908	35.01.01.02.1
10 x 10 cm	25 x 2 Stück	9031227N	1953914	35.01.01.03.1
<b>Packung, unsteril</b>				
5 x 5 cm	100 Stück	9031308	1953920	35.01.01.20.1
7.5 x 7.5 cm	100 Stück	9031316	1953937	35.01.01.21.1
10 x 10 cm	100 Stück	9031324	1953943	35.01.01.22.1

# Askina® Schlinggazetupfer

Für die hygienische Wundreinigung und -desinfektion

Askina® Schlinggazetupfer dienen als Flüssigkeitsträger zur hygienischen Reinigung und Desinfektion von Haut und Wunden. Die Schlinggazetupfer bestehen aus Verbandmull, werden aus einem Mullstück gefertigt und sind fest verschlungen.



## Eigenschaften

- 100% Baumwolle
- 20-fädig
- Ohne Röntgenkontraststreifen
- Steril oder unsteril

Artikel	Abmessung	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
<b>Askina® Schlinggazetupfer</b>				
Pflaumengross, steril	Packung zu 4 Stück	20 Packungen	9016007	2075019
Pflaumengross, steril	Packung zu 20 Stück	20 Packungen	9016015	2075025
Pflaumengross, unsteril	Packung zu 2 x 500 Stück	1 Packung	9016023	2075031
Walnussgross, unsteril	Packung zu 1'000 Stück	1 Packung	9016120	2075048



