

Exadoral® Spritzen

2teilige Spritzen für die **orale** Applikation von Nahrung und Flüssigkeit
PVC-frei, latexfrei



Exadoral® B. Braun Oral Dispenser
Non-Luer Slip; speziell geformter Konus
Transparent mit einem lilafarbenen Kolben
Steril, sicher, genau, einfach

| Beschreibung | Volumen | Graduierung | Farbe | Artikel- Nummer | Verkaufs- einheit |
|-----------------|---------|-------------|-------|--------------------|----------------------|
| Exadoral® 1 ml | 1 ml | 0.01 ml | lila | 4608661 | 100 |
| Exadoral® 2 ml | 2 ml | 0.1 ml | lila | 4608662 | 100 |
| Exadoral® 5 ml | 5 ml | 0.2 ml | lila | 4608660 | 100 |
| Exadoral® 10 ml | 10 ml | 0.5 ml | lila | 4608667 | 100 |
| Exadoral® 20 ml | 20 ml | 1.0 ml | lila | 4608663 | 100 |