



Softima® 3S

Freiheit aktiv erleben

- Einfach
Intuitiv – passt wie von selbst
- Sicher
Mit dem extra Sicherheitsklick
- Soft
Flexibel und weich

Softima® 3S

Intuitive Anwendung mit dem Sicherheitsklick

Die Softima® 3S Stomaversorgungs-Produkte sind das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung. Die Einzigartigkeit liegt vor allem in der hohen Flexibilität, dem Mehr an Sicherheit durch einen extra Sicherheitsklick und dem bereits erprobten Key-System, welches den Nutzer aktiv bei der Positionierung des Beutels auf der Trägerplatte unterstützt.

einfach und intuitiv



SIMPEL

Intuitive Anwendung

- Genaue und intuitive Positionierung des Beutels auf der Trägerplatte – passt wie von selbst



SICHER

Einfach ein besseres Gefühl

- Perfekte Sicherheit durch den «Klick» und den zusätzlichen Sicherheitsverschluss – keine Leckagen
- Drei mögliche Gürtelpositionen – optimale Anpassung



SOFT

Fühlt sich gut an

- Hoher Grad an Flexibilität – hervorragender softer Tragkomfort des ganzen Systems, passt sich den Körperkonturen bestens an

Softima® 3S Trägerplatten

Soflexibel und sicher

Die Trägerplatten, flach und convex aus weichem Kunststoff mit leistungsstarkem und hautfreundlichem Hautschutzmaterial, sorgen für sichere Haftung auf der Haut. Die durchdachten Vorteile wie ein zusätzlicher Sicherheitsverschluss und die integrierte Führungslasche sorgen für optimale Sicherheit und Flexibilität.

Dank des innovativen Designs bietet die Trägerplatte drei mögliche Positionen der Gürtelfixierung. Dies ermöglicht eine weitere Flexibilität bei der Anpassung des Systems an die Bedürfnisse der Stomatragenden.




beste Druckverteilung

Beste Druckverteilung

Die mittlere Konvexitätstiefe von 6 mm sorgt für eine **optimale Druckverteilung**. Die ideale Trägerplatte bei flachen und retrahierten Stoma-Anlagen. Die Risiken von Druckulceras werden so nachweislich* minimiert und die direkte Stoma-Umgebung wird entlastet.

Das Softima® 3S Konvexitätsprofil bietet die **breiteste Verteilung** der Druckkräfte im Vergleich zu den Mitbewerbern A, B und C.




*Source: R&D data on file Test Report CR0663 (May 2014).

Softima® 3S Ileo-, Kolo- und Urostomie-Beutel

Kompakt und diskret


Mit der formstabilen Lasche kann jeder Beutel einfach auf die Trägerplatte positioniert werden, und er sitzt von Anfang an richtig.

Dank der ergonomischen und kompakten Form der Beutel, der Auswahl von Midi- und Maxi-Größen sowie den beige und transparenten Ausführungen findet sich für jede Stoma-Anlage das passende Produkt. Eine weiche Vliesumhüllung sorgt für besten Tragkomfort und Diskretion.




sitzt immer richtig

Anwendung ileostomie-beutel



Einfach zu öffnen & schliessen,



zu entleeren



und zu reinigen.

sicheres Auslass-System

Für den Tag

- Klar ersichtlich ob offen oder zu
- Einfachstes Handling auch für eingeschränkte Fingerfunktionalität
- Kein Nachtropfen – keine nassen Hände oder Kleider



Zu



Offen

Für die Nacht

- Verbindungsstück zum Aufstecken
- Hörbares Klicken beim Einrasten
- Einfache Verbindung des Nachtbeutels



Verbindungsstück



2 Liter Volumen

Softima® 3S High Output System

Die Lösung für Patienten mit High-Output-Stoma-Anlagen

High-Output-Stoma-Anlagen sind für die Pflegenden im Spitalbereich eine grosse Herausforderung und oft mit viel Aufwand verbunden.

Mit dem Einsatz des neuen Softima® Key High Output Systems reduziert sich der Pflegeaufwand erheblich. Für Patienten und Pflegekräfte wird eine komfortable und angenehme Versorgungssituation geschaffen. Das System ist adaptierbar, je nach Ausscheidungsvolumen. Die Tag- und Nacht-Versorgung ist individuell anpassbar.



einfach und dicht





Praktisch in der Anwendung






- **Ein System** – von der Trägerplatte über den Beutel bis zum Flow Collector
- Mit integriertem Key-System – **präzise einfache Positionierung des Beutels**
- System ist bei allen Verbindungsteilen **dicht** und bietet **viel Sicherheit**
- **Schlauchlänge** 1.5 m – auf die gewünschte Länge **kürzbar**
- Weisser **diskreter Schlauch**
- **Einfachstes Entleeren** des Inhalts




Softima® 3S

Produktübersicht

	Artikel	Füllmenge	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
	Softima® 3S Trägerplatte flach				
	45/15 – 30 mm ✂	-	5	936415CH	1001981
	55/15 – 40 mm ✂	-	5	936515CH	1001982
	65/15 – 50 mm ✂	-	5	936615CH	1001983
	Softima® 3S Trägerplatte convex				
	45/15 – 26 mm ✂	-	5	937415CH	1001984
	55/15 – 36 mm ✂	-	5	937515CH	1001985
	65/15 – 46 mm ✂	-	5	937615CH	1001986
	Softima® 3S Kolostomie Midi				
	45 mm beige	460 ml	30	931045CH	1001961
	55 mm beige	460 ml	30	931055CH	1001962
	65 mm beige	460 ml	30	931065CH	1001963
	Softima® 3S Kolostomie Maxi				
	45 mm beige	600 ml	30	931445CH	1001965
55 mm beige	600 ml	30	931455CH	1001966	
	65 mm beige	600 ml	30	931465CH	1001967
	Softima® 3S Ileostomie Midi Roll'up				
	45 mm beige	560 ml	30	932045CH	1001968
	55 mm beige	560 ml	30	932055CH	1001969
	65 mm beige	560 ml	30	932065CH	1001971
	Softima® 3S Ileostomie Maxi Roll'up				
	45 mm beige	720 ml	30	932445CH	1001972
55 mm beige	720 ml	30	932455CH	1001973	
	65 mm beige	720 ml	30	932465CH	1001974

	Artikel	Füllmenge	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
	Softima® 3S High Flow				
	55 mm beige	750 ml	30	933055CH	1001975
	65 mm beige	750 ml	30	933065CH	1001976
	B. Braun Flow Collector	2000 ml	15	039900CH	1001885
	Softima® 3S Urostomie				
	45 mm transparent	300 ml	30	934145CH	1001979
	45 mm beige	300 ml	30	934045CH	1001977
	55 mm transparent	300 ml	30	934155CH	1001980
	55 mm beige	300 ml	30	934055CH	1001978
	Medicare® Bettbeutel mit Ablauf, 90 cm Schlauch	2000 ml	10	28115	6380995
	Zubehör Ally® Belt Stomagürtel		1	5028CH	1001884



- 1 Lasche in einen der drei Schlitz einführen
- 2 Einklicken des Beutels im Rastring und nach oben führen
- 3 Den extra Sicherheitsverschluss oberhalb des Rastrings schliessen

» » **«Das Führungs-System wird das Leben der Stomatragenden komplett revolutionieren: Das Einführen der Lasche in den Schlitz ist sehr intuitiv. Keine Notwendigkeit zweimal nachzudenken!»**

Stomatherapeutin Frankreich

» » **«Das System ist extrem sicher. Es ist einfach zu benutzen, ist absolut dicht zwischen der Trägerplatte und dem Beutel. Die Möglichkeit, einen Gürtel zu verwenden ist sehr praktisch.»**

Stomaträger Frankreich

» » **«Es ist einfach perfekt und flexibel wie es sonst nur ein 1-teiliges System sein kann.»**

Stomatherapeutin Frankreich